

## SERIA K-1



G-001

G-02-PS(1)-45-80-ST-9003-K6.3

Elementy **stolików serii K-1** wykonano z:

**stelaż** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiającą dowolną regulację rozmieszczenia szuflad oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego

**półka, szuflada i podstawa** stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się

**podstawa** wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

**Wyposażenie dodatkowe:** listwa zasilająca, wysięgnik kroplówki i kabli, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, wysięgnik przegubowy

**Opcja:** stół lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

**Wymiary stołki bez wyposażenia opcjonalnego:** 530 x 400 x 800 mm

[L x S x H]

**Wymiary półki:** 450 x 320 mm

**Wymiary szuflady:** 450 x 320 x 155 mm

[L x S]



G-002

G-03-2PS(2)-45-90-ST-9003-K6.3-W



G-003

G-03-S(1)PS(1)-45-90-ST-9003-K6.3-W



G-004

G-03-2PS(1)-45-90-ST-9003-K6.3-W

**Wymiary całkowite:** 530 x 400 x 900 mm

[L x S x H]

**Wymiary półki:** 450 x 320 mm

[L x S]



G-005

G-04-4P-45-90-ST-9003-K6.3-W



G-006

G-04-PS(1)PS(1)-45-120-ST-9003-K6.3-W

**Wymiary całkowite:**

530 x 400 x 900 mm

[L x S x H]

**Wymiary półki:** 450 x 320 mm

[L x S]

**Wymiary całkowite:**

530 x 400 x 1200 mm

[L x S x H]

**Wymiary półki:** 450 x 320 mm

[L x S]



G-007

G-02-2P-70-80-ST-9003-K6.3-W

**Wymiary całkowite:** 790 x 420 x 800 mm

[L x S x H]

**Wymiary półki:** 700 x 400 mm

[L x S]



G-008

G-02-P(S(1))P-70-80-ST-9003-K6.3-W