

SERIA K-1 (LUX)



G-002

G-03-2PS(2)-45-90-ABS3-0000-K6.3-W

Elementy **stolików serii K-1LUX** wykonane z:

stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację rozstawu półek, szuflad oraz instalację wyposażenia dodatkowego

półka, szuflady i szafka stalowe lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, blat z pogłębieniem zapewniającym zabezpieczenie sprzętu przed zsunieniem się

podstawa z osłoną z tworzywa ABS wyposażona w cztery koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie dodatkowe: listwa zasilająca, wysięgnik kroplówki i kabli, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria, wysięgnik przegubowy WKP

Opcjonalnie: blat i półki z laminatu HPL

Wymiary stołka bez wyposażenia opcjonalnego: 550 x 435 x 900 mm

[L x S x H]

Wymiary półki: 450 x 320 mm

[L x S]



G-005

G-0-0-45-90-ABS3-0000-K6.3-W



G-008

G-02-S(3)P-45-90-ABS3-0000-K6.3-W



G-003

G-03-S(1)PS(1)-45-90-ABS3-0000-K6.3-W



G-004

G-03-PS(1)P-45-90-ABS3-0000-K6.3-W