


SERIA MBR



Elementy **stolików serii MBR** wykonano z:
stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały
blat z tworzywa ABS, zabezpieczonego z trzech stron burtami, wyposażony w tapicerowany materacyk
szafka/szuflady/półki z płyty meblowej laminowanej białej
front z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL
podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie dodatkowe: ogrzewacz noworodkowy IR, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na zużyte igły, uchylna miska, kosz na odpady, koszyki na akcesoria, ogrzewacz noworodkowy. Wyposażenie montowane jest na szynie instrumentalnej zamocowanej na stelażu stolika.

Wymiary całkowite: 830 x 660 x 950 mm [L x S x H]

Wysokość od podłoża do blatu: 900 mm

Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [L x S x H]

Zakres regulacji wysokości stolika na siłowniku elektrycznym: 650-1300 mm [H]

SPP-01



SPP-02



SPP-03



SPP-04



SPP-01/W



SPM-01 z elektryczną regulacją wysokości



SPM-01/IR



SPM-01



SPM-02



SPM-03



SPM-04

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.