

SERIA SPTM



Elementy stolików serii SPTM wykonano z **stelaż** aluminiowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą **blat** stalowy, lakierowany proszkowo, z bandami z tworzywa ABS, wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym **szafka, półka** z płyty meblowej laminowanej białej **front** z płyty meblowej laminowanej – kolorystyka do wyboru

Wyposażenie dodatkowe: ogrzewacz noworodkowy, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na narzędzia, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową, uchwyt do worka na odpady, półka pod wagę. Wyposażenie montowane jest na szynie instrumentalnej zamocowanej na stelażu stolika.

Wymiary całkowite: 900 x 700 x 980 mm [L x S x H]

Wysokość od podłoża do blatu: 900 mm



SPTM-01 z wyposażeniem



SPTM



SPTM-02



SPTM-03



SPTM-02/IR z wyposażeniem



SPTM-02 z regulacją wysokości

Opcjonalnie: stół SPTM z elektryczną regulacją wysokości, niemobilny, wyposażony w stopki z możliwością poziomowania

Wymiary całkowite: 900 x 700 x 650-1300 mm [L x S x H]

Jedyny na rynku stół zabiegowy o napędzie elektrycznym, umożliwiającym regulację wysokości za pomocą siłownika elektrycznego.

SERIA SPTM MS (MATERACYK NA STAŁE)



SPTM MS



SPTM-01 MS



SPTM-02 MS

Stelaż wykonano z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, stelaż umożliwiający dowolną regulację położenia szafki lub półki oraz instalację wyposażenia dodatkowego

blat z płyty meblowej, z materacykiem przymocowanym do blatu na stałe, bandy zabezpieczające z 3 stron (płyta obita gąbką i powleczona tapicerką)

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.