

STOLIKI DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW

seria MBR-1

Stoliki do pielęgnacji noworodków i niemowląt **serii MBR-1** to połączenie elementów stalowych z płytą meblową MDF i obiciem tapicerskim, zmywalnym oraz odpornym na środki dezynfekcyjne. Stalowy blat, lakierowany proszkowo, jest osadzony na niklowanych, stalowych rurach, przymocowanych do podstawy wykonanej z płyty MDF. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Kolorystyka elementów lakierowanych ustalana jest wg palety RAL, a kolor tapicerki dobierany jest do koloru lakieru.

Wyposażenie stolików **serii MBR-1** stanowią półki z płyty meblowej z relingami zabezpieczającymi oraz półki druciane pokryte lakierem proszkowym lub niklowane. Istnieje możliwość wykonania stolików (w opcji) z regulacją wysokości blatu.

Stoliki **serii MBR-1** zapewniają skupienie w jednym miejscu czynności pielęgnacyjnych, takich jak: przewijanie czy kosmetyka, a także umożliwiają prowadzenie badań oraz rutynowych zabiegów medycznych.

Wymiary:

- szerokość - 85 cm
- głębokość - 65 cm
- wysokość - 87 cm

* Opcja

regulacja wysokości blatu
w zakresie - 80-95 cm



STOLIKI DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW SERIA MBR-1