

STOLIKI DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW

seria MBR-2

Stoliki do pielęgnacji noworodków i niemowląt **serii MBR - 2** to połączenie elementów stalowych z płytą meblową MDF i obiciem tapicerskim, zmywalnym i odpornym na środki dezynfekcyjne. Stalowy blat, lakierowany proszkowo, jest osadzony na niklowanych stalowych rurach, przymocowanych do podstawy. Szafka i podstawa wykonane są z płyty MDF. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Kolorystyka elementów lakierowanych (fronty szafki, szuflad, podstawa, blat) ustalana jest wg palety RAL, a kolor tapicerki dobierany jest do koloru lakieru.

Wyposażenie stolików **serii MBR - 2** stanowią szafka dwudrzwiowa lub z szufladami, wykończone relingami zabezpieczającymi, półki druciane pokryte lakierem proszkowym lub niklowane oraz uchwyt worka na odpady z pokrywą. Konfigurację danego stolika określa jego typ (wyróżnik). **Istnieje możliwość wykonania stolików (w opcji) z regulacją wysokości blatu.**

Stoliki **serii MBR - 2** zapewniają skupienie w jednym miejscu czynności pielęgnacyjnych, takich jak: przewijanie czy kosmetyka, a także umożliwiają prowadzenie badań oraz rutynowych zabiegów medycznych.



Wymiary:

- szerokość - 85 cm
- głębokość - 65 cm
- wysokość - 87 cm

* Opcja

regulacja wysokości blatu
w zakresie - 80-95 cm



STOLIKI DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW SERIA MBR-2