

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

seria WD

Szafki przyłóżkowe serii **WD typ WD-1 i WD-2** są przeznaczone do wyposażenia sal szpitalnych, sanatoryjnych, domów opieki paliatywnej czy hospicjów. Zastosowane materiały stanowią o ich funkcjonalności i wysokiej jakości. Zaletą ich jest mobilność oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Szafki przyłóżkowe typu **WD-1** są wykonane z płyty meblowej okleinowanej PCV. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Szafki przyłóżkowe posiadają jednostronnie otwierane drzwiczki oraz szufladę na drobne rzeczy pacjenta.

Szafki przyłóżkowe typu **WD-2** są wykonane z kształownika oraz blachy stalowej lakierowanej farbą proszkową, a blat wykonany jest z płyty meblowej okleinowanej PCV. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Szafki przyłóżkowe posiadają jednostronnie **WD-2** lub dwustronnie **WD-2/A** otwierane drzwiczki oraz szufladę na drobne rzeczy pacjenta.



WD-1



WD-2

| Parametry techniczne szafek | Typ szafek | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | WD-1 | WD-2 | WD-2/A |
| Wymiary szafki /dł. x szer. X wys./ mm | 430 x 460 x 850 | 430 x 400 x 810 | 430 x 400 x 810 |
| Wymiary podstawy /mm/ | 420 x 460 | 430 x 400 | 430 x 400 |
| Ciężar /kg/ | 30 | 30 | 30 |

Dostępna kolorystyka stolików - wg wzornika kolorów TECH-MED

Producent dopuszcza możliwość zmiany wymiarów dopasowując je do potrzeb zamawiającego.

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE seria WD