

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

seria WD

Szafki przyłóżkowe serii **WD typ WD-3** są przeznaczone do wyposażenia sal szpitalnych, sanatoryjnych, domów opieki paliatywnej czy hospicjów. Nowe wzornictwo i zastosowane materiały stanowią o ich funkcjonalności i wysokiej jakości. Zaletą ich jest mobilność oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Szafki przyłóżkowe typu **WD-3** są wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej. Szafka łączona jest ze stelażem rurowym ze stali kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzona na podstawie z płyty MDF lakierowanej. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Szafki przyłóżkowe posiadają jednostronnie otwierane drzwiczki oraz szufladę na drobne rzeczy pacjenta. Dodatkowo szafki można wyposażyć w uchylny lub obrotowy blat z płyty meblowej oraz koszyk na butelki mocowany z boku szafki.



WD-3



WD-3/A



WD-3/B

Parametry techniczne szafek	Typ szafek		
	WD-3	WD-3/A	WD-3/B
Wymiary szafki /dł. x szer. X wys./ mm	420 x 420 x 880	420 x 420 x 880	420 x 420 x 880
Wymiary podstawy /mm/	420 x 420	570 x 420	570 x 420
Koszyk na butelki /mm/	-	-	330 x 160 x 150
Wymiary blatu podnoszonego /mm/	-	500 x 350	-
Wymiary blatu obrotowego /mm/	-	-	550 x 420
Ciężar /kg/	32	36	37

Dostępna kolorystyka szafek : RAL9003, RAL9006, RAL6019, RAL5012, RAL3015, RAL1018, RAL1015.

Producent zastrzega możliwość zmiany wymiarów i wyposażenia dodatkowego.

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE seria WD