

WAGI NIEMOWLĘCE

Seca 336

Przenośne elektroniczne wagi niemowlęce (III)

Wagi zasilane bateryjnie z dużym, czytelnym wyświetlaczem LCD łączą innowacyjną technologię z kształtem oszczędzającym miejsce. Dzięki niewielkiej wadze własnej oraz wbudowanemu uchwyty (który także może służyć do zawieszania urządzenia) są one łatwe do transportu i natychmiast gotowe do użycia w dowolnym miejscu. Opcjonalna wzrostomiarka seca 232 umożliwia jednoczesny pomiar wagi i wzrostu.



Dane techniczne seca 336:

- Nośność: 15 kg
- Podziałka: 10 g
- Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: wzrostomiarka seca 232, pozycjoner głowy seca 419, zasilacz seca 447, torba transportowa seca 428
- Klasa III
- wymiary 638 x 115 x 300 mm


seca 232

Wzrostomiarka do wagi niemowlęcej seca 336.

Wzrostomiarka jest prosta do zamontowania, jak i do odczytywania wyników. Wbudowany we wzrostomiarkę ogranicznik głowy i stóp sprawia, iż seca 336 jest jeszcze bardziej efektywna: mierzenie i ważenie odbywa się za jednym zamachem.

Dane techniczne:

- Zakres pomiaru: 35 - 80 cm
- Podziałka: 1 mm
- wymiary 640 x 145 x 277 mm



WAGA NIEMOWLĘCA SECA 336, WZROSTOMIARKA SECA 232

Torba transportowa do wagi niemowlęcej seca 336.

W tej praktycznej, skrojonej na miarę torbie z wodoopornego materiału można bezpiecznie i kompaktowo transportować wagę niemowlęcą seca 336 wraz ze wzrostomiarką.

Dane techniczne:

- wymiary 630 x 330 x 110 mm
- waga 1,2 kg



seca 428

TORBA SECA 428