

## WAGI NIEMOWLĘCE

### seca 376

Elektroniczna waga niemowlęca z dodatkowo powiększoną szalką pomiarową (III)

Muszelkowaty kształt seca 376 odpowiada wysokim oczekiwaniom stawianym jej licznym funkcjom: jest odpowiednia zarówno dla niemowląt, jak i dzieci o wadze do 20 kg, gdyż duża szalka całkowicie zabezpiecza przed wypadnięciem. Na lekko podwyższonej, ergonomicznie uformowanej ścianie bocznej umieszczone jest czytelne, skierowane w stronę użytkownika pole obsługi wagi. Duży wyświetlacz LCD umożliwia szybki i łatwy odczyt wyniku. Zasilanie bateriami jest kolejną zaletą seca 376 - można ją wygodnie przenieść i używać bez potrzeby podłączenia do prądu. Odporna i higieniczna powierzchnia z wysokiej jakości tworzywa sztucznego daje się łatwo i szybko oczyścić.

Uzupełnieniem wagi seca 376 jest wzrostomiarka seca 233, z zakresem pomiaru od 35 cm do 80 cm.

**Dane techniczne seca 376:**

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Funkcje: TARA, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: ogranicznik głowy i stóp seca 418, zasilacz seca 417
- wymiary 620 x 190 x 358 mm



#### WAGA NIEMOWLĘCA SECA 376

### seca 757

Elektroniczna waga niemowlęca ze zintegrowanym interfejsem RS232 (III)

Specjalny układ amortyzacji razem z funkcją HOLD zapewniają szybkie i precyzyjne ważenie nawet wtedy, gdy niemowlę jest niespokojne. Ergonomicznie ukształtowana szalka z wysokimi, zaokrąglonymi bokami ułatwia ważenie dużych niemowląt. Duże, jasne cyfry na wyświetlaczu LCD umożliwiają łatwy i przyjemny odczyt wyniku. Możliwe zasilanie przez zasilacz lub baterie. Zintegrowany interfejs RS232 gwarantuje niezawodną transmisję danych do komputera.

**Dane techniczne seca 757:**

- Nośność: 15 kg
- Podziałka: 5 g
- Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: przewód do interfejsu seca 451, walizka transportowa seca 425
- wymiary 551 x 151 x 320 mm



#### WAGA NIEMOWLĘCA SECA 757