

BUDKI TLENOWE



Wymiary budki:

- szerokość 27 cm
- głębokość 27 cm
- wysokość 17 cm

Wymiary podstawy budki:

- szerokość 30 cm
- wysokość 30 cm

Wycięcie pod tułów dziecka:

- szerokość 15 cm
- wysokość 12,5 cm

BT-01

Budka wykonana jest z przezroczystego tworzywa stabilizowanego na promieniowanie UV o grubości 4 mm. Budkę zakładamy na talię u małych wcześniaków.

BUDKA TLENOWA BT-01



Wymiary budki:

- szerokość 35 cm
- głębokość 36 cm
- wysokość 17 cm

Wymiary podstawy budki:

- szerokość 38 cm
- wysokość 39 cm


Wycięcie pod tułów dziecka:

- szerokość 23 cm
- wysokość 14 cm

BT-02

Budka wykonana jest z przezroczystego tworzywa stabilizowanego na promieniowanie UV o grubości 4 mm. Budkę zakładamy na talię u małych wcześniaków lub w przypadku większych noworodków i niemowląt na główkę.

BUDKA TLENOWA BT-02



Wymiary zew. budki:

- szerokość 45 cm
- głębokość 56 cm
- wysokość 32 cm

Wycięcie pod tułów dziecka:

- szerokość 27 cm
- wysokość 16 cm

BOBAS

Budka wykonana jest z przezroczystego tworzywa stabilizowanego na promieniowanie UV o grubości 5 mm. Budkę zakładamy na talię u małych wcześniaków, lub w przypadku większych noworodków i niemowląt na główkę.

BUDKA TLENOWA "BOBAS"