

WAGI NIEMOWLĘCE

Elektroniczne wagi niemowlęce ze zdejmowaną szalką (III)

seca 834, 385

Dwie wagi w jednej: waga **seca 834** oraz **seca 385** to wagi niemowlęce z wygodną szalką pomiarową. W mgnieniu oka można je przekształcić w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg. /seca 834 lub do 50 kg./ seca 385. Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako waga podłogowa są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne ważenie niemowlęcia. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, a szalka odłącza się od podstawy. Kolejną zaletą wag jest funkcja Breast Milk Intake, która umożliwia określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas karmienia piersią. Wagi są solidne, ale zarazem lekkie, łatwe do transportu. Dzięki "samowyjaśniającym" przyciskom są łatwe w obsłudze.

Dane techniczne seca 834:

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: torba transportowa seca 414 lub seca 413
- wymiary 552 x 156 x 332 mm

Dane techniczne seca 385:

- Nośność: 50 kg
- Podziałka: 20 g < 20 kg > 50 g
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: torba transportowa seca 414 lub seca 413
- wymiary 552 x 165 x 362 mm



WAGI NIEMOWLĘCE SECA 834, SECA 385

Torba transportowa do wag niemowlęcych seca 834 i seca 385

seca 413

Torba z rączkami i paskiem na ramie do transportu elektronicznych wag niemowlęcych seca 834 i seca 385 .

Dane techniczne:

- wymiary 570 x 150 x 330 mm
- waga 874 g



TORBA SECA 413