

PARAWANY TELESKOPOWE

Parawany stanowią niezbędne wyposażenie sal chorych, gabinetów lekarskich czy kosmetycznych, służą do tworzenia wydzielonej przestrzeni podczas badania chorych, wykonywania zabiegów czy odwiedzin bliskich.

Parawany teleskopowe wykonane są jako:

- **przyścienny typ PT-01** montowany bezpośrednio do ściany lub do zawiesia kasetonów elektryczno-gazowych sufitowych;
- **szynowy typ PT-02** montowany na szynie instrumentalnej za pomocą uchwyty szynowego zapewniającego szybki montaż i demontaż, parawan posiada zabezpieczenie przed obwieszaniem się podczas użytkowania;
- **mobilny typ PT-03** montowany do stelaża z podstawą jezdną wyposażoną w cztery kółka, w tym dwa posiadają blokadę.

Budowa parawanów to zespół dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo 4 elementów rurowych, wykonanych ze stali kwasoodpornej typu OH18N9. Każdy parawan teleskopowy z jednej strony osadzony jest w uchwycie mocującym lub przytwierdzony do stelaża, a z drugiej zakończony tzw. grzybkim. Stelaż parawanu mobilnego typu PT-03 wykonany jest w całości z kształtownika stalowego (ST) lakierowanego farbą proszkową lub ze stali kwasoodpornej (KO) typu OH18N9.

W zależności od potrzeb parawany wyposażone są w zasłonki z tkaniny bawełnianej (ZP) do wielokrotnego prania lub zmywalnej PCV (ZZ) i są łatwo zdejmowane.

Zaletą parawanów teleskopowych jest regulacja wysuwu teleskopu w zakresie do 2 m lub 2,5 m, trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

seria PT



TKANINY PŁÓCIENNE



TKANINY ZMYWALNE



Typ parawanu	Wymiary *				Wymiary zasłonek		Miejsce zawieszenia	Zalecana wysokość zawieszenia
	Długość w stanie złożonym /cm/	Długość po rozciągnięciu /cm/	Wysokość /cm/	Szerokość podstawy /cm/	Płócienna* (szer. x wys.) /cm/	Zmywalna (szer. x wys.) /cm/		
PT-01	80	200	-	-	220 x 150	180 x 200	ściana	200
PT-01-250	80	250	-	-	250 x 150	2 x (180 x 200)	ściana	200
PT-02	80	200	-	-	220 x 150	180 x 200	Szyna instrumentalna	180
PT-03	80	200	170	50	220 x 150	180 x 200	Stelaż mobilny	170

* Inne wymiary dostępne na specjalne zamówienie.

PARAWANY TELESKOPOWE seria PT.