

# PARAWANY

Parawany mobilne produkowane są w dwóch wersjach:

1. Stelaż parawanu wykonany jest w całości z kształtownika stalowego malowanego farbą proszkową.
2. Stelaż parawanu wykonany jest w całości z kształtownika ze stali kwasoodpornej.

W zależności od potrzeb stelaż parawanu może być wyposażony w zasłonki:

- płócienne, tkanina bawełniana w wybranym kolorze

- wypełnione płytą z tworzywa w kolorze białym

Parawany wyposażone są w kółka umożliwiające łatwe ich przesuwanie.

## Parawany mobilne PJ

Parawan dwuskrzydłowy wykonany ze stali kwasoodpornej,  
zasłonka płócienna

Parawan standardowy



PJ-01ST

Parawan wykonany ze stali kwasoodpornej  
wypełniony płytą z tworzywa



PJ-01KO/PC

Parawan trójskrzydłowy  
zasłonka z materiału zmywalnego



PJ-03ST



PJ-02KO

PRZYKŁADOWE WYKONANIA

SERIA PJ

Parawany produkowane są w dwóch wersjach:

1. Stelaż parawanu wykonany w całości z kształtownika stalowego malowanego farbą proszkową, teleskop parawanu wykonany ze stali kwasoodpornej.
2. Stelaż parawanu i teleskop wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.

## Parawany mobilne teleskopowe PT-03



Regulacja długości parawanu w zakresie od 80 do 200 cm



PT-03ST

Parawany wyposażone są w zasłonki:

- płócienne, tkanina bawełniana
- zmywalne, zasłonka z tkaniny zmywalnej

Parawany wyposażone są w kółka umożliwiające łatwe ich przesuwanie.

**Wymiary parawanu:**

- wysokość \_\_\_\_\_ 170 cm
- długość parawanu regulowana w zakresie \_\_\_\_\_ 80 - 200 cm
- szerokość podstawy \_\_\_\_\_ 50 cm

SERIA PT