

STOJAKI MEDYCZNE

Stojaki medyczne **serii SM** są przeznaczone do zawieszania worków lub butelek z płynami infuzyjnymi lub płynnymi lekami, podawanymi choremu dożylnie przez dłuższy okres czasu w formie kroplówki. Stojaki medyczne stanowią niezbędne wyposażenie sal chorych, zabiegowych, operacyjnych i innych we wszystkich obiektach służby zdrowia.

seria SM



Stojaki medyczne **serii SM** są produkowane w kilku wersjach. Seria SM obejmuje stojaki: bez i z regulacją wysokości oraz przystosowane do mocowania pomp infuzyjnych i innego osprzętu medycznego.

Podstawowa wersja to stojak typu SM-01 bez regulacji wysokości, składający się z podstawy jezdnej z tworzywa sztucznego, kolumny wykonanej z rury stalowej pokrytej powłoką niklowo-chromową zakończonej głowicą ze stali kwasoodpornej. Pozostałe typy stojaków posiadają ręczną regulację wysokości masztu i wykonywane są z takich samych materiałów jak wersja podstawowa.

Każdy stojak jest zakończony głowicą z różnymi elementami do zawieszania pojemników lub worków z płynami. Podstawowa głowica typu G-01 jest zakończona dwoma haczykami na worki. Pozostałe głowice składają się z haczyków, koszyków na butelki lub obu elementów razem. Konfigurację głowic pokazano poniżej.

Stojaki typu SM-03 i SM-04KO można dodatkowo wyposażać w półkę instrumentalną, kosz lub w zbiorniczek pomocniczy, a na życzenie w listwę zasilającą. Istnieje możliwość przystosowania stojaków serii SM do instalacji ssaków lub ciśnieniomierzy.

Istnieje możliwość wykonania stojaka z podstawą pięcioramienną i kolumną ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały typu SM-02L oraz w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 typu SM-04KO.



Typ stojaka	Wymiary*			Max. masa zawieszana na głowicy stojaka przy wysokości min./max	Wyposażenie dodatkowe			Ciężar /kg/
	Średnica podstawy /mm/	Zakres regulacji wysokości/mm/			Półka PI-1	Kosz na odpadki	Zbiorniczek pomocniczy	
		min.	max					
SM-01	560	-	1800	3	-	-	-	4
SM-02		1340	2250	3 / 4	-	X	X	5
SM-02L		1320	2250	3 / 4	-	X	X	5
SM-03		1340	2250	3 / 4	X	X	X	5
SM-04KO		1320	2250	3 / 4	X	X	X	5,5
SM-05		-	-	1000	4	-	-	-
SM-05/RR	-	-	1000	4	-	-	-	3

*producent dopuszcza zmianę wymiarów na życzenie

STOJAKI MEDYCZNE serii SM