

# STOLIKI DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW



**SAM-03**



**SAM-03R**

**Wymiary:**

- szerokość 100 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość 90 cm



**SAM-03RS**

**SAM - 03**

Stolik zabiegowy **SAM - 03** jest przeznaczony do prowadzenia badań lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych przy noworokach i niemowlętach na oddziałach neonatologicznych i położniczych.

Stolik zabiegowy **SAM - 03** składa się z szafki meblowej i blatu z blachy stalowej. Błat jest pokryty lakierem proszkowym w kolorach wg palety RAL. Szafka jest wykonana z płyty laminowanej i okleinowanej PCV. Posiada wysuwaną półkę pod wagę noworodkową oraz szuflady i drzwiczki. Błat stolika jest otoczony z trzech stron szybami z plexi lub relingami, a także wyściełany materacykiem. Materacyk jest pokryty materiałem zmywalnym z PCV i odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych. Całość osadzona jest na czterech kółkach, w tym dwa posiadają blokadę.

### STOLIK ZABIEGOWY SAM - 03



**RN-01**



**RN-02**

**Wymiary:**

- szerokość 55 cm
- głębokość 70 cm
- wysokość 90 cm



**RN-03**



**RN-04**

**RN**

Stoliki zabiegowe **RN** są przeznaczone do prowadzenia badań lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych przy noworokach i niemowlętach na oddziałach neonatologicznych i położniczych.

Stoliki zabiegowe **RN** składają się z szafki wykonanej z płyty meblowej, z wysuwanej półki pod wagę noworodkową i blatu pielęgnacyjnego. Błat stolika jest otoczony czterema szybami z plexi, z czego trzy są uchylne i wyściełany materacykiem. Materacyk jest pokryty materiałem zmywalnym z PCV i odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych. Całość osadzona jest na czterech kółkach, w tym dwa posiadają blokadę.

### STOLIKI ZABIEGOWE RN