


STOLIKI DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW

**SPTM**

Stoliki do pielęgnacji SPTM wykonane są z profilu stalowego pokrytego lakierem proszkowym. Kolorystyka wg wzornika kolorów RAL. Szafka i półka są wykonane z płyty meblowej. Blat jest tapicerowany obiciem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru koloru tapicerki. Całość jest osadzona na czterech kółkach jezdnych, w tym dwa posiadają blokadę lub na czterech stopkach z regulacją wysokości. Opcjonalnie stoliki SPTM z szafkami można wyposażić w ogrzewacz noworodkowy.

Wymiary:

- szerokość - 90 cm
- głębokość - 70 cm
- wysokość - 87 cm



Rozwiązanie opcjonalne

STOLIK DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW SPTM