

STOLIKI DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW



Wymiary:

- szerokość - 100 cm
- głębokość - 70 cm
- wysokość - 85 cm



SAM-01

Konstrukcja nośna i blat stolika zabiegowego SAM-01 są wykonane z profilu i blachy stalowej, pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka wg wzornika kolorów RAL. Szafka jest wykonana z płyty laminowanej i okleinowanej PCV. Blat stolika jest otoczony z trzech stron szybkami z plexi lub relingami. Materacyk pokryty PCV, stanowi integralną część stolika. Całość osadzona jest na czterech kółkach jezdnych, w tym dwa posiadają blokadę.

Wyposażenie:

Szybki z plexi lub relingi zabezpieczające, szafka z szufladami lub drzwiczkami, materacyk.

STOLIK ZABIEGOWY SAM - 01



Wymiary:

- szerokość - 100 cm
- głębokość - 70 cm
- wysokość - 85 cm



SAM-02

Konstrukcja nośna i blat stolika zabiegowego SAM - 02 są wykonane z profilu i blachy stalowej, pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka wg wzornika kolorów RAL. Szafka jest wykonana z płyty laminowanej i okleinowanej PCV. Stół wyposażony jest w wysuwaną półkę. Blat stolika jest otoczony z trzech stron szybkami z plexi lub relingami. Materacyk pokryty PCV, stanowi integralną część stolika. Całość osadzona jest na czterech kółkach jezdnych, w tym dwa posiadają blokadę.

Wyposażenie:

Szybki z plexi lub relingi zabezpieczające, szafka z szufladami lub drzwiczkami, wysuwana półka, materacyk.

STOLIK ZABIEGOWY SAM - 02