

# WIESZAKI TELESKOPOWE KROPLÓWKI

## seria KO-2m

Wieszaki teleskopowe kroplówki **serii KO-2m** są przeznaczone do zawieszania na nim worków z płynnymi lekami, podawanymi choremu dożylnie przez dłuższy okres czasu w formie kroplówki. Wieszaki teleskopowe stanowią niezbędne wyposażenie sal chorych wszelkiego typu obiektów służby zdrowia.

Wieszaki teleskopowe kroplówki są wykonywane jako pojedyncze w wersji do montażu na ścianie (KO-2m), na szynie instrumentalnej (KO-2s) lub podwójne (KO2-2m) do montażu na ścianie. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość przystosowania wieszaka do montażu do konstrukcji sufitowej jednostki zasilającej na sali IOM, operacyjnej czy zabiegowej.

Wieszaki teleskopowe serii KO-2m w całości wykonywane są ze stali kwasoodpornej typu OH18N9. Budowa wieszaków to zespół dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo 4 elementów rurowych. Każdy wieszak z jednej strony osadzony jest w uchwycie mocującym, a z drugiej zakończony głowicą typu G-02 (2 haczyki na worki z płynami) lub G-01 (1 koszyk na butelkę z płynem, 1 haczyk na worek). Istnieje możliwość obrotu wieszaków w zakresie 180°. Wieszaki teleskopowe kroplówki typu KO-2s do mocowania na szynie posiadają zabezpieczenie przed obwieszaniem się podczas użytkowania. Zaletą wieszaków teleskopowych jest regulacja wysuwu teleskopu w zakresie do 2 m, trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Uzupełnieniem wieszaków serii KO-2m jest wieszak teleskopowy typu MMX-01Cr, który składa się z dwóch elementów, w tym jeden wysuwany teleskopowo do długości 1,5 m oraz wykonywany jest ze stali pokrytej powłoką niklowo-chromową.



Wieszak typu KO-2m z głowicą G-02



Wieszak teleskopowy kroplówki typu MMX-01Cr z głowicą G-02



Wieszak teleskopowy kroplówki podwójny typu KO2-2m



Wieszak teleskopowy kroplówki typu KO-2s do mocowania na szynie instrumentalnej



Parawanowieszak - rozwiązanie na życzenie

Typ wieszaka	Długość* /mm/		Zalecana wysokość zawieszania /mm/	Miejsce zawieszania	Ciężar /kg/
	w stanie złożonym	w stanie rozłożonym			
KO - 2m	800	2000	2000	ściana	2,5
KO - 2s			1800	szyna instrumentalna	3,0
KO2 - 2m			2000	ściana	5,0
MMX - 01Cr	800	1500	2000	ściana	1,8

\* producent dopuszcza zmianę wymiarów na życzenie

WIESZAKI TELESKOPOWE KROPLÓWKI serii KO-2m i typu MMX-01Cr