

## SERIA MULTI



MULTI-03/ABS z wyposażeniem

Przykładowe rozwiązanie

Elementy wózków serii MULTI wykonano z:

**szafka** stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL

**blat** z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony 3 bandami

**podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

### Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- wysuwane kuwety o różnych pojemnościach
- wysuwane kosze o różnych wielkościach
- kosz na cewniki
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową
- pojemnik na rękawiczki
- pojemnik na zużyte igły
- koszyk na akcesoria
- nadstawka
- dozownik mydła

**Opcja:** szafka wykonane w technologii ścianek dwuwarstwowych z izolacją termiczną i akustyczną (Plaster Miodu)

### Wymiary szafki:

długość: **400, 600, 800, 900 mm** [L]

szerokość: **500 mm** [S]

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm** [H]

Wymiary szafki / szuflad do ustalenia z zamawiającym. Możliwość stosowania koszy lub kuwet o wymiarach 400 x 300 mm.



MULTI-03

z dwoma wysuwanymi blatami

### Modele szafek:



MULTI-01

długość: **400 mm** [L]



MULTI-02

długość: **600 mm** [L]



MULTI-03

długość: **800 mm** [L]



MULTI-04

długość: **900 mm** [L]



MULTI-06ABS

długość: **900 mm** [L]

### Opcje wykonania:



#### Standard:

szafka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL, blat i podstawa z tworzywa ABS



#### Opcja ST:

szafka w całości stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL



#### Opcja KO:

szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9