


## SERIA SK



SK-01  
SK-01-TW-KO(KO)-G01-K1.5



SK-01  
SK-01-TW-KO(KO)-G01-K1.5-W



SK-02  
SK-02-ST-ST(KO)-G01-K2



SK-02  
SK-02-KO-KO(KO)-G01-K2




SK-02  
SK-02-KO-KO(KO)-G01-K2-W



SK-03  
SK-03-KO-KO-G02-K6.6



SK-03  
SK-03-ST-KO-G01-0000-K6.6-W



SK-03  
SK-03-ST-KO(KO)-0000-G01-K6.6

- Elementy stojaków SK wykonano z:
- głowica:**
    - ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
  - kolumna zewnętrzna:**
    - ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (do wyboru)
  - kolumna wewnętrzna:**
    - ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
  - podstawa (w zależności od typu stojaka):**
    - z tworzywa sztucznego - SK-01
    - ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (do wyboru) - SK-02, SK-03

- Wymiary:**
- średnica podstawy:**
    - SK-01: 575 mm
    - SK-02: 600 mm
    - SK-03: 610 mm
  - średnica kolumny:**
    - kolumna zewnętrzna: 25 mm
    - kolumna wewnętrzna: 16 mm
  - wysokość:**
    - zakres reg. wysokości: 1320-2150 mm
    - wysokość stojaka bez reg. wysokości: 1800 mm
  - Wyposażenie dodatkowe:**
    - uchwyt do prowadzenia, półka, listwa zasilająca, pojemnik na odpady, zbiorniczek na płyny

## Główki stojaków serii SM




G-01  
Głowica na 2 haczyki



G-02  
Głowica na 4 haczyki



G-03  
Głowica na 2 koszyki do butelek



G-04  
Głowica na 2 haczyki i 2 koszyki do butelek



G-05  
Głowica na 4 koszyki do butelek

\*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.