

SERIA PJ1



PJ1-01

PJ1-01-ST-ZP0-100-K2

Elementy **parawanów serii PJ1** wykonano z:

stelaż z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor biały
podstawa z kształtownika prostego, stalowego malowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, wszystkie z blokadą
wypełnienie stanowi **zasłonka z poliestru z wodoodporną powłoką** dostępna w kolorach: miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy, zielony, szary

Opcjonalnie: stelaż malowany proszkowo naabrany kolor wg palety RAL, stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa z profilu aluminiowego

Wymiary:

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **1000, 1200 mm [L]**
 - długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **700 mm [L]**
 - wysokość całkowita: **1700 mm [H]**
 - szerokość podstawy: **450 mm [S]**
- * Przy długości skrzydła 1200 mm szerokość podstawy wynosi 500 mm.

Opcjonalnie:

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **600, 700, 800, 900, 1100 mm [L]**
- długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **600, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm [L]**



PJ1-02

PJ1-02-ST-ZP0-70-K2



PJ1-03

PJ1-03-ST-ZP0-70-K2

