

## SERIA PJ2



PJ2-01

PJ2-01-ST-PC-100-K2


Elementy parawanu serii PJ2 wykonano z:

**stelaż** z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo na kolor biały  
**podstawa** z kształtownika stalowego malowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, wszystkie z blokadą  
**wypełnienie** stanowi biała płyta z tworzywa PC (poliwęglan)

**Opcja:** stelaż malowany proszkowo na wybrany kolor RAL

**Wymiary PJ2 i PJ3:**

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **800, 1000, 1200 mm** [L]
  - długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **700 mm** [L]
  - wysokość całkowita: **1700 mm** [H]
  - szerokość podstawy: **450 mm** [S]
- \* Przy długości skrzydła 1200 mm szerokość podstawy wynosi 500 mm.



PJ2-02

PJ2-02-ST-PC-70-K2



PJ2-02

PJ2-02-ST-PC-70-K2



PJ2-03

PJ2-03-ST-PC-70-K2

## SERIA PJ3



PJ3-01

PJ3-01-ST-ZP0-100-K2

PJ3-01-ST-ZP0-100-K2

Elementy parawanów serii PJ3 wykonano z:

**stelaż** z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo na kolor biały  
**podstawa** z kształtownika stalowego malowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, wszystkie z blokadą  
**wypełnienie** stanowi **zasłonka z poliestru z wodoodporną powłoką** dostępna w kolorach: miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy, zielony, szary

**Opcja:** stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, stelaż malowany na wybrany kolor RAL

Oznaczenie wykonania:

- KO** stal kwasoodporna gat. 0H18N9
- ST** stal malowana proszkowo

**Opcjonalnie (PJ2 i PJ3):**

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **600, 700, 800, 900, 1100, 1200 mm** [L]
- długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **600, 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm** [L]