


SERIA MB



MB-02

MB-01-ABS3-60-K2

WYMIARY [mm]

pojemność	długość [L]	szerokość [S]	wysokość [H]
60-80 l	395	495	695
100-120 l	395	495	875



Elementy wózków serii MB wykonano z:
stelaż, obręcz do worków z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
pokrywa z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, ze spowalniczem cichego opadania, podnoszona za pomocą pedału nożnego
podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Opcjonalnie: opuszczana obręcz zaciskowa stabilnie mocująca worek bez użycia klipsów, obręcz wyposażona w silikon zabezpieczający przed zsunięciem się worka



MB2-02

MB-02-ABS3-60-K2

WYMIARY [mm]

pojemność	długość [L]	szerokość [S]	wysokość [H]
60-80 l	815	495	695
100-120 l	815	495	875



MB3-02

MB-03-ABS3-60-K2

WYMIARY [mm]

pojemność	długość [L]	szerokość [S]	wysokość [H]
60-80 l	1225	495	695
100-120 l	1225	495	875

Opcjonalnie: wózki na odpady z oznaczeniami do segregacji

STOJAKI DO MISEK NA ODPADKI SERIA SMO



SMO-01

SMO1-01-5-K2



SMO-02

SMO1-02-5-K2

Stojak do misek na odpadki seria SMO wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
miski na odpadki ze stali nierdzewnej
podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym 3 z blokadą

Wymiary:

SMO-01, SMO-02
 średnica podstawy: **600 mm**
 wysokość stojaka: **840 mm**
 pojemność miski: **2.5 lub 5 lub 7 l**

SMO-03
 średnica podstawy: **600 mm**
 wysokość stojaka: **310 mm**
 pojemność miski: **27 l**

SMO-04
 średnica podstawy: **480 mm**
 pojemność wiadra: **10 l**

SMO-05
 średnica podstawy: **480 mm**
 pojemność wiadra: **10 l**



SMO-03

SMO2-01-27-K2



SMO-04

SMO2-01-10-K2



SMO-05

SMO2-01-10-U-K2