


## SERIA APAR



Elementy wózków serii APAR wykonano z:

**stelaż** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiającą dowolną regulację umieszczenia szuflad i półek oraz instalację wyposażenia dodatkowego  
**półka i szuflada** stalowe, lakierowane proszkowo  
**blat** z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się  
**elementy dekoracyjne** lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL  
**podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

**Wyposażenie dodatkowe:** listwa zasilająca, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, wysięgnik na kable, wysięgnik kroplówki, wysięgnik przegubowy, półka pod klawiaturę, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwany blat boczny, uchwyt do przetaczania

### APAR-1

**Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:**

wymiary podstawy (w zależności od wysokości wózka):

**510 x 450 mm** [L x S]

**510 x 520 mm** [L x S]

**670 x 540 mm** [L x S]

wysokość wózka: **800 - 1800 mm** [H]

**opcja:** wysokość wózka regulowana za pomocą sprężyny

gazowej lub siłownika elektrycznego

wymiary półki/blatu: **450 x 320 mm** [L x S]

wymiary szuflady: **450 x 320 x 155 mm**

[L x S x H]

