

APAR-2



Dostępne długości blatu: 450, 500, 550, 600, 650, 700, 1100 mm [L]

Opcja: koła pojedyncze o średnicy 100 mm

Wypożenie dodatkowe: listwa zasilająca, uchwyt na monitor, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna, nadstawka z uchylnymi pojemnikami 4, 5 lub 6 szt., wysięgnik na kable, wysięgnik kroplówki, wysięgnik przegubowy, półka pod klawiaturę, uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

długość: 525, 575, 625, 675, 725, 775, 1175 mm [L] (różny wymiar dostosowany do gabarytów aparatury użytkownika)

szerokość: 585 mm [S]

wysokość wózka: 800-1800 mm [H]

opcja: wysokość reg. za pomocą siłownika elektrycznego lub sprężyny gazowej

długość blatu: 500, 550, 600 mm [L]

szerokość blatu: 500 mm [S]

