

**OZ-1ABSb**

OP-111-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W

## SERIA OPTIMUM TYP Z

Elementy wózków **serii OPTIMUM typ Z** (zabiegowe) wykonane z:  
**szafka**, **półka** stalowe lakierowane proszkowo  
**stelaż** z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały  
**blat górny** z tworzywa ABS z burtami z 3 stron, z pogłębieniem  
**blat roboczy** stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka  
**podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą  
**elementy dekoracyjne**, **fronty szuflad**, **uchwyty** lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL

**Opcja:** blat górny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakierowanej proszkowo

**Wypożyczenie dodatkowe:** uchylny pojemniki na nadstawce, półki, koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, wieszak na kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca

**Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:**

**700 x 560 x 1000 mm [L x S x H]**

**Wymiary szafka: 600 x 500 mm [L x S]**

**Wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm [H]**

**Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm**

**Wymiary półki: 600 x 500 mm**



**OZ-2ABS**

OP-200-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W




**OZ-2ABS**

OP-200-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W



**OZ-2ABS**

OP-200-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W



**OZ-2ST**

OP-211-ST-ABS3-0000-K12.3-W



**OZ-2ABSb**

OP-211-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W



**OZ-3ABSb/ST**

OP-310-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W