

## SERIA OPTIMUM TYP P



Elementy wózków serii **OPTIMUM typ P** (proceduralne) wykonane z: **szafka, półka** stalowe lakierowane proszkowo **stelaż** z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały **blat górny** z tworzywa ABS z burtami z 3 stron, z pogłębieniem **blat roboczy** stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka **podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą **elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty** lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL

**Opcja:** blat górny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakierowanej proszkowo

**Wyposażenie dodatkowe:** koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, listwa zasilająca, wysuwany blat boczny

**Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:**

**700 x 560 x 1000 mm** [L x S x H]

**Wymiary szafka: 600 x 500 mm** [L x S]

**Wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm**

**Wymiary półki: 600 x 500 mm**

OP-2ABSb

OP-211-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W



OP-2ABS

OP-201-ABS3-ABS3-0000-K12.3



OP-2KO

OP-201-KO-ABS3-0000-K12.6



OP-2ST

OP-201-ST-ABS3-0000-K12.3



OP-3ABSb

OP-310-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W



OP-2ABS

OP-201-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W



OP-3ABSb

OP-310-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W



OP-2ABS

OP-200-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W

\*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

www.techmed.com.pl  
STOLIKI, ASYSTORY, WÓZKI MEDYCZNE