

Elementy **stolików serii ECO, TOP, MOD** wykonano z:
stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały
podstawa i półka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor biały
półka z podniesionym rantem (ECO, MOD)
półka z podniesionym tylnym rantem, z boków i z przodu blacha wygięta ku dołowi (seria TOP)
podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
stoliki przeznaczone do samodzielnego montażu (łatwy montaż)
 Możliwość samodzielnego doboru rozstawu między półkami.

Wyposażenie dodatkowe: listwa zasilająca, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna

Wymiary całkowite:
500 x 460 x 1000 mm [L x S x H]
Wymiary blatu górnego: 450 x 350 mm
Wymiary półki: 400 x 260 mm [L x S]

SERIA ECO



ECO-1

ECO-01-B-100-A-K2-W



ECO-2

ECO-02-BP-100-A-K2-W




ECO-2

ECO-02-BP-100-A-K2



ECO-3

ECO-03-B2P-100-A-K2



ECO-4

ECO-04-B3P-100-A-K2

SERIA TOP



TOP-1

TOP-01-P-90-K2



TOP-2

TOP-02-2P-90-K2



TOP-3

TOP-03-3P-90-K2



TOP-4

TOP-04-4P-90-K2

Wymiary całkowite:
530 x 400 x 900 mm [L x S x H]
Wymiary blatu: 450 x 320 mm [L x S]

SERIA MOD

Wymiary całkowite:
735 x 400 x 900 mm [L x S x H]
Wymiary blatu: 655 x 400 mm [L x S]



MOD-1

MOD-02-2P-90-K2



MOD-1

MOD-02-2P-90-K2-W



MOD-2

MOD-03-3P-90-K2



MOD-3

MOD-04-4P-90-K2

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.