


## SERIA K-6



Elementy **stolików serii K-6** wykonano z:  
**stelaż** stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą  
**blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podniesionym rantem  
**szuflada, taca** stalowa, malowana proszkowo na kolor biały

**Opcjonalnie:** stolik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub stolik malowany proszkowo na kolor wg palety RAL

**Wymiary całkowite:** 500 x 400 x 800 mm [L x S x H]  
 (podana wysokość - od podłoża do blatu)

**Wymiary półki:** 450 x 320 mm [L x S]

**Wymiary szuflady:** 450 x 320 x 155 mm [L x S]

**B-03ST**

B-03-2PS(1)-80-K5



**B-01ST**

B-04-4P-80-K5



**B-02ST**

B-02-S(1)P-80-K5



**B-04ST**

B-03-2PS(2)-80-K5



**B-04ST**

B-03-PS(1)P-80-K5



**B-04ST**

B-02-2S(1)-80-K5



**B-04ST**

B-03-2PS(1.256)-80-K5

\*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.