


## SERIA ALUMED



Elementy **asystorów serii ALUMED** wykonano z:  
**stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL  
**wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej  
**podstawa** ze stali malowanej proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym trzy z blokadą

**Opcjonalnie:** blat w formie szkła bezpiecznego odpornego na działanie środków chemicznych

**Wymiary szafki:** 450x450 mm [LxS]  
**Wysokość całkowita:** 800 mm [H]  
**Średnica podstawy:** 600 mm

AS-1510

AS-1510-PM0-0000-K4.3



AS-1110

AS-1110-PM0-0000-K4.3



AS-1220

AS-1220-PM0-0000-K4.3



AS-1310

AS-1310-PM0-0000-K4.3



AS-1610

AS-1610-PM0-0000-K4.3

## SERIA K-5



Elementy **asystorów serii K-5** wykonano z:  
**szafka z szufladami** stalowa, malowana proszkowo na kolor wg palety RAL  
**blat** lakierowany proszkowo, z pogłębieniem  
**podstawa** ze stali malowanej proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym trzy z blokadą

**Opcjonalnie:** asystory ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

**Wymiary blatu/szafki:** 450 x 450 mm [L x S]  
**Wysokość całkowita:** 800 mm [H]  
**Średnica podstawy:** 600 mm

A-03

A-01-S(2)-ST-0000-K4.3



A-01

A-01-B-KO-0000-K4.3



A-02

A-01-S(1)-ST-0000-K4.3



A-04

A-01-S(3)-ST-0000-K4.3



A-05

A-01-S(4)-ST-0000-K4.3

\*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.