

SERIA AVIT



AVIT-52

AVIT-52RL-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Przykładowe rozwiązania:



AVIT-30

AVIT-300-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W



AVIT-30

AVIT-30R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W



AVIT-30

AVIT-30R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W



AVIT-40

AVIT-40R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W



AVIT-41

AVIT-4LR-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W



AVIT-52

AVIT-52RL-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Elementy wózków **serii AVIT** wykonano z:

profile z aluminium malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL
wypełnienie szafki (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron bandami

podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- nadstawka na 4, 5, 6 uchylnych pojemników z tworzywa, nadstawka zamykana na zamek centralny
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- kosz na odpady z tworzywa sztucznego, kosz kolanowy
- stelaż na odpady z pokrywą i obręczą zaciskową mocującą worek
- pojemnik na rękawiczki: pojedynczy, podwójny lub potrójny
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia
- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

Opcjonalnie: szuflada pyłoszczelna

Wymiary szafki:

długość: **600 mm, 700 mm, 800 mm [L]**

szerokość: **500 mm [S]**

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm [H]**

wysokość wózka z nadstawką: **1700 mm [H]**