

SERIA ANS



ANS-05

ANS-50R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Elementy wózków serii ANS wykonano z:

szafka (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, szafka wyposażona w materiał wygłuszający, minimalizujący drgania

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub z tworzywa ABS, blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami

podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, stalowa w osłonie z tworzywa ABS, lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- nadstawka na 4, 5, 6 uchylnych pojemników z tworzywa
- nadstawka zamykana na zamek centralny
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą
- stelaż na odpady z pokrywą i obręczą zaciskową mocującą worek
- pojemnik na rękawiczki: pojedynczy, podwójny lub potrójny
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia
- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

Wymiary szafki:

długość: **600, 700, 800 mm [L]**

szerokość: **500 mm [S]**

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm [H]**

wysokość wózka z nadstawką: **1700 mm [H]**

Modele szafek:



ANS-01

ANS-1D00-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)



ANS-03

ANS-300-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)



ANS-04

ANS-400-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)



ANS-05

ANS-500-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)



ANS-06

ANS-410-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)



ANS-30R-B(ABS6)S(ST)F(ST)P(ABS6)...

Opcja ABS:

szafka stalowa, malowana proszkowo na kolor wg palety RAL, blat i osłona podstawy z tworzywa ABS



ANS-30R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)...

Opcja ST:

szafka w całości stalowa, malowana proszkowo na kolor wg palety RAL



ANS-30R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)...

Opcja KO:

szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



ANS-3LL-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)...

Opcja dodatkowa:

szuflady pyłoszczelne wyposażone w uszczelkę

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.