

## SERIA REN



### REN-02

REN-2W0R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W

#### Modele szafek:



### REN-02

REN-2W00-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-...



### REN-03

REN-300-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-...



### REN-04

REN-400-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-...



### REN-06

REN-410-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-...

#### Rodzaje wykonania:

##### Opcja ABS:

Szafka stalowa, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL, blat i osłona podstawy i blat z tworzywa ABS

##### Opcja ST:

Szafka w całości stalowa malowana proszkowo na wybrany kolor RAL

##### Opcja KO:

Szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



### REN-02

REN-2W0R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W



### REN-01

REN-1D0R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W



### REN-03

REN-3W0R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W

Elementy wózków serii **REN** wykonano z:

**szafka** (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, szafka wyposażona w materiał wygłuszający, minimalizujący drgania

**blat** (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub z tworzywa ABS, blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami

**podstawa** (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, stalowa w osłonie z tworzywa ABS, lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

**Opcja:** wykonanie ze stali kwasoodpornej z frontami szafek lakierowanymi na kolor wg palety RAL

#### Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- uchwyt na butlę z tlenem
- deska do przeprowadzenia RKO
- półka pod defibrylator
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą
- stelaż na odpady z pokrywą i obręczą zaciskową mocującą worek
- pojemnik na rękawiczki: pojedynczy, podwójny lub potrójny
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia
- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

**Opcjonalnie:** szuflada pyłoszczelna

#### Wymiary szafki:

długość: **600, 700, 800 mm** [L]

szerokość: **500 mm** [S]

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm** [H]

wysokość otwartej przestrzeni użytkowej (REN-02): **370 mm** [H]