


ISA 305




oświetlenie nocne

oświetlenie ogólne

gniazda sieciowe
i teleinformatyczne

oświetlenie miejscowe




Panele oświetleniowe ISA 305 są wyposażone w:

- gniazda elektryczne 230 V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- oświetlenie ogólne
- oświetlenie miejscowe do czytania
- oświetlenie nocne
- włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego
- płytkę przekaźnikową do systemu przyzywowego

**Standardowa długość panelu
jednostanowiskowego: 1600 mm**
(w zależności od wyposażenia)

ISA 100




gniazda sieciowe

gniazdo ekwipotencjalne

Panele oświetleniowe ISA 100 są wyposażone w:

- gniazda elektryczne 230 V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- oświetlenie miejscowe do czytania
- oświetlenie nocne
- włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego
- płytkę przekaźnikową do systemu przyzywowego

**Standardowa długość panelu
jednostanowiskowego: 1200 mm**
(w zależności od wyposażenia)



oświetlenie miejscowe

oświetlenie nocne