

ISA 9000 SU SUFITOWE



Przykładowe rozwiązanie

Przykładowe rozwiązanie ISA 9000 SU ze zintegrowanymi szynami instrumentalnymi i wyposażeniem na wózkach przesuwnych

Kasetony elektryczno-gazowe ISA 9000 SU są wyposażone w:

- zawieszenie sufitowe
- gniazda elektryczne 230 V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- oświetlenie miejscowe do czytania
- oświetlenie nocne
- włącznik światła
- punkty poboru gazów medycznych (O₂, V, Air, N₂O)
- dostosowanie do każdego systemu przyzywowego

Wyposażenie dodatkowe: szyna instrumentalna, maszty pomp infuzyjnych, wieszak teleskopowy kroplówki, półki pod aparaturę medyczną, zestawy półkowe DEDAL

Długość panelu zależy od wyposażenia (ilości punktów poboru gazów, gniazd elektrycznych).



Przykładowe rozwiązanie ISA 9000 SU dwustanowiskowego z zestawami półkowymi przesuwными po stronie infuzji i monitoringu

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.