

System szynowy ISA składa się z szyn instrumentalnych typu **MODUR**, **EUROSTANDARD**, mocowanych bezpośrednio do ściany oraz elementów do podtrzymywania wyposażenia medycznego, w tym: półki, tacki, wieszaki, parawany. Zapewniają ergonomiczną organizację przestrzenną aparatury i sprzętu.

Przekroje szyn instrumentalnych:

- **MODUR: 10 x 30 mm**, wykonana z profilu aluminiowego anodowanego
- **EUROSTANDARD: 10 x 25 mm**, wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



SZYNA INSTRUMENTALNA MODUR I EUROSTANDARD



Szyrna instrumentalna MODUR typ MD-01



Szyrna instrumentalna EUROSTANDARD typ MD-02

UCHWYTY UNIwersALNE NA SZYNĘ MODUR I EUROSTANDARD



USU-01



EL50/USU-01



EL50-165/USU2-01



EL50PZ/USU2-01



USU-02



USU2-02



USU-02PZ/USU-01



*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.