

WYSIĘGNIKI PRZEGUBOWE

Wysięgniki przegubowe WKP są produkowane jako jedno-, dwu- lub trójprzegubowe. Wykonane są z materiałów:

- rurki aluminiowej wykończonej powłoką galwaniczną (anodowanie lub elektropolerowanie)
- rurki aluminiowej pokrytej powłoką lakierniczą
- rurki kwasoodpornej polerowanej lub matowej
- rurki stalowej chromowanej

Wyposażone są w uniwersalny uchwyt szynowy instalacyjny, jeden, dwa lub trzy przeguby z blokadą, zaczepy drenów lub kabli, giętkie ramię (gęsia szyja), głowicę lub uchwyt.

Długość ramion: 200, 300, 450, 550 mm

Średnica rurki: 16, 20 mm

Montaż: do szyny instrumentalnej za pomocą uchwytu szynowego



Przykładowe rozwiązania



Wysięgnik trójprzegubowy z zaczepami do drenów



Wysięgnik przegubowy z giętkim ramieniem



Głowice, uchwyty, zaczepy

WIESZAKI DO POJEMNIKÓW Z PŁYNAMI INFUZYJNYMI LUB DO DRENÓW SERIA MP



Wieszak MP-03



Wieszak MP-04



Wieszak MP-05



EL50/USU2-01



EL100/USU2-01



EL150/USU2-01



Przykładowe rozwiązania mocowań wieszaka na szynę instrumentalną

WIESZAKI I PARAWANY TELESKOPOWE



Wieszak teleskopowy KO-2m z uchwytem szynowym



Parawan teleskopowy PT-02 z uchwytem szynowym

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.