

DEDAL

Elementy zestawu **DEDAL** są wykonane z: **burty** (elementy nośne) z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo wg palety RAL

szuflada i półka stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL, blat z pogłębieniem, wymiar 450 x 320 mm
wieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Opcjonalnie: blat półki i szuflady wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

blat z wywinętym rantem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się

Konfiguracja zestawu półkowego według indywidualnego zapotrzebowania Zamawiającego



SERIA DSC 1



SERIA DSC 2



SERIA DSU 2

Montaż na szynie instrumentalnej

Montaż do jednostki zasilającej sufitowej

SERIA DSC2



DSC2-02

indeks: DSC2-02-BS(1)-75-W



DSC2-03

indeks: DSC2-03-B2S(1)-110-W



DSC2-03

indeks: DSC2-03-BPS(2)-110-W



DSC2-04

indeks: DSC2-04-B2PS(1)-110-W



DSC2-05

indeks: DSC2-05-BS(1)2PK-150-W

SERIA DSU



Przykładowe rozwiązanie zestawów półkowych montowanych do jednostki zasilającej sufitowej z mechanizmem przesuwным



DSU
Zestaw półkowy z mechanizmem przesuwno-obrotowym



DSU
Zestaw półkowy mocowany na stałe do jednostki zasilającej sufitowej

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.