

## SERIA KO-2m

**Wieszaki teleskopowe kroplówki serii KO-2m** w całości wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. **Głowica** zakończona haczykami.

**Wymiary:**

- długość w stanie złożonym: **700 mm**
- długość w stanie rozłożonym: **2000 mm**




KO-2m



Opcja: KO-2m z uchwytami zasłonki



KO-2m z uchwytem na szynę instrumentalną USU2-01



KO2-2m podwójny