

SERIA SR

Elementy **stołów serii SR** wykonano z: **stelaż** stalowy, lakierowany proszkowo
leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję
zagłówki regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego **uchwyt** na prześcieradło

Opcjonalnie: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Dane techniczne:

- długość zagłówka: 500 mm
- długość całkowita: 1850 mm
- szerokość całkowita: 560 mm
- wysokość całkowita: 500 mm
- wysokość całkowita SR-2 w wersji niemagnetycznej na kołach: 600 mm



SR-1

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagłówka: +45°



SR-3

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagłówka: od -45° do +45°



SR-2

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagłówka: +45°
- wysokość całkowita: 600, 700, 800 mm



SR-4

- leże trzusegmentowe
- regulacja zagłówka: +45°
- regulacja podnóżka: -45° do +45°



SR-2 w wersji niemagnetycznej na kółkach

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagłówka: +45°
- stelaż z wzmocnionego kształownika aluminiowego
- stelaż niemagnetyczny; kozetka do rezonansu



Opcja: stół wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą (tylko SR-1, SR-2)



Opcja: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



Opcja: stół wyposażony w barierki (w wersji niemagnetycznej)

STANOWISKA DO INIEKCJI SERIA WP

Elementy **stanowiska serii WP** wykonano z: **stelaż** stalowy, lakierowany proszkowo
siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję

Opcjonalnie: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Dane techniczne:

- długość całkowita: 695 mm
- szerokość całkowita: 640 mm
- wysokość całkowita: 950 mm
- wymiary siedziska: 500x450 mm
- wysokość od podłoża do siedziska: 510 mm
- regulacja wysokości i obrotu podłokietnika



WP-1

Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 w formie wymiowanej tacy



WP-2

Dane techniczne:

- siedzisko obrotowe: 360°
- regulacja wysokości siedziska: 445-565 mm
- wymiary siedziska: 410 x 360 mm
- wymiary oparcia: 410 x 360 mm
- wymiary podłokietnika: 130 x 400 mm
- wymiary tacy: 320 x 115 x 17 mm
- wymiary całkowite: 790 x 635 x 870 - 990 mm