

TABORETY SERIA TB



TB-01

indeks: TB-01-000-RM-T

Elementy taboretów **serii TB** wykonano z:
siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję
wysokość siedziska regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią nożną lub ręczną
podstawa pięcioramienna, na kołach o średnicy 50 mm, z obręczą pod nogi lub bez
podstawa TB-01: stal chromowana lub malowana proszkowo
podstawa TB-02, TB-03: stal kwasoodporna gat. 0H18N9

Średnica siedziska: **350 mm**

Zakres reg. wysokości siedziska
TB-01: 425-545 mm

TB-02:

- przy pomocy siłownika małego: 480-600 mm
 - przy pomocy siłownika dużego: 650-900 mm

TB-03:

- przy pomocy siłownika małego: 550-670 mm
 - przy pomocy siłownika dużego: 715-965 mm



TB-02

indeks: TB-02-000-RM-T



TB-02

indeks: TB-02-100-RM-T



TB-02

indeks: TB-02-110-RM-T



TB-02

indeks: TB-02-110-NM-T



TB-03

indeks: TB-03-000-RM-T



TB-03

indeks: TB-03-100-NM-T



TB-03

indeks: TB-03-010-RM-T



TB-03

indeks: TB-03-110-RM-T



TB-03

indeks: TB-03-110-NM-T