

SERIA K-3 TYP C



Elementy stolików serii **K-3 typ C** wykonano z:

stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, blat z podniesionym rantem

szuflada, półka koszowa ze stali lakierowanej proszkowo

kuwety z tworzywa sztucznego

Opcjonalnie: stolik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wyposażenie dodatkowe: stelaż worka na odpady z pokrywą, uchwyt worka na odpady z pokrywą, miska, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na narzędzia, koszyki na akcesoria, uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły

Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego:

770 x 430 x 880 mm (stolik bez szuflady)

770 x 480 x 880 mm (stolik z szufladą)

Wymiary półki koszowej: 655 x 405 x 90 mm

Wymiary blatu górnego: 705 x 415 x 20 mm

Wymiary blatu dolnego: 655 x 415 x 20 mm

Wymiary kuwety: 395 x 325 x 65 mm

C-03-66

indeks: C-03-B2K-66-ST-W



C-02-66

indeks: C-02-BP-66-ST



C-02-66

indeks: C-02-S(1)P-66-ST



C-02-66

indeks: C-02-BQ-66-ST-W



C-02-66

indeks: C-02-BQ-66-ST-W



C-02-66

indeks: C-02-S(1)P-66-ST-W



C-02-66

indeks: C-02-S(1)K-66-ST



C-02-66

indeks: C-02-S(1)K-66-ST-W



C-03-66

indeks: C-03-B2P-66-ST



C-03-66

indeks: C-03-B2P-66-ST-W

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.