

SERIA K-3 TYP D



D-03-66 z wyposażeniem

indeks: D-03-S(1)TK-66-ST-W

Elementy **stolików serii K-3 typ D** wykonano z:
stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy
kuweta z tworzywa sztucznego

Opcjonalnie: stolik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wyposażenie dodatkowe: stelaż worka na odpady z pokrywą, uchwyt worka na odpady z pokrywą, miska, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na narzędzia, koszyki na akcesoria, uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły

Wymiary stolika D-01,02,03,04-66

Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego:

805 x 430 x 890 mm (bez szuflady)

805 x 480 x 890 mm (z szufladą)

Wymiary półki koszowej: 655 x 405 x 90 mm

Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610 x 360 x 17 mm

Wymiary kuwety: 395 x 325 x 65 mm



D-02-66

indeks: D-02-2T-66-ST



D-02-66

indeks: D-02-TQ-66-ST-W



D-02-66

indeks: D-02-S(1)Q-66-ST



D-02-66

indeks: D-02-S(1)T-66-ST



D-03-66

indeks: D-03-3T-66-ST



D-03-66

indeks: D-03-TQT-66-ST



D-03-66

indeks: D-03-T2Q-66-ST



D-03-66

indeks: D-03-2TK-66-KO-W



D-03-66

indeks: D-03-S(1)2Q-66-ST

*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.