



D-03-66

indeks: D-03-S(1)QK-66-ST



D-03-66

indeks: D-03-S(1)TK-66-ST



D-03-66

indeks: D-03-S(1)2K-66-ST-W

## SERIA K-3 TYP D



D-03-33

indeks: D-03-S(1)2Q-33-ST-W

Elementy **stolików serii K-3 typ D** wykonano z:

**stelaż** aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą  
**blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy  
**kuweta** z tworzywa sztucznego

**Opcjonalnie:** stolik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

**Wyposażenie dodatkowe:** stelaż worka na odpady z pokrywą, uchwyt worka na odpady z pokrywą, miska, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na narzędzia, koszyki na akcesoria, uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły

Wymiary stolika D-01,02,03,04 -33

**Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego:**

**490 x 430 x 890 mm** (bez szuflady)

**490 x 480 x 890 mm** (z szufladą)

**Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17 mm**

**Wymiary kuwety: 395 x 325 x 65 mm**



D-03-33

indeks: D-03-3T-33-ST



D-03-33

indeks: D-03-3T-33-KO-W



D-03-33

indeks: D-03-T2Q-33-ST



D-03-33

indeks: D-03-3Q-33-ST-W

## STOLIKI ODDZIAŁOWE SERIA WL



WL-02-56

indeks: WL-02-2T-56-ST



WL-02-56

indeks: WL-02-2T-56-ST-W

Elementy **stolików serii WL** wykonano z:

**stelaż** aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą  
**blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanych tac, 2 tace na jeden poziom  
**przegrody do leków** z tworzywa sztucznego - 60 na 1 poziom

**Opcjonalnie:** stolik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

**Wyposażenie dodatkowe:** stelaż worka na odpady z pokrywą, uchwyt worka na odpady z pokrywą, miska, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na narzędzia, koszyki na akcesoria, uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły

**Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego:**

**660 x 435 x 890 mm**