

STOLIKI INSTRUMENTALNE TYP MAYO SERIA K-4



E-01KO

Stolik E-01 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360°, z blokadą obrotu, wysokość regulowana **hydraulicznie** w zakresie 950-1320 mm za pomocą pedału nożnego

podstawa wyposażona w pojedyncze koła o średnicy 75 mm z blokadą

Opcja dodatkowo płatna: wymienny - zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni, podwójne koła o średnicy 100 mm z blokadą

*zmiana kół wpływa na wartość zakresu regulacji wysokości stolika

Wymiary całkowite:

750 x 500 x 950-1320 mm

[L x S x H]

Wymiary blatu: 750 x 500 mm

[L x S]



Opcja: stolik wyposażony w podwójne koła o średnicy 100 mm



STOLIKI INSTRUMENTALNE SERIA K-4 ELEKTRYCZNE

Jedyny na rynku stolik instrumentalny o napędzie elektrycznym, umożliwiający podnoszenie i opuszczanie blatu za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego przyciskami nożnymi umieszczonymi w podstawie stolika. Posiada wbudowany zestaw akumulatorów o napięciu bezpiecznym 24 V, automatyczny bezpiecznik przeciążeniowy oraz układ optyczno-dźwiękowy sygnalizujący niski poziom naładowania akumulatorów. Wyposażony w zewnętrzną ładowarkę akumulatorów, która pozwala na bezobsługową pracę sygnalizując zakończony proces ładowania.

Stolik E-01KO/E wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w pojedyncze koła o średnicy 75 mm z blokadą.

Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360°. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika elektrycznego w zakresie 910-1310 mm.

Opcje dodatkowo płatne: wymienny - zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni, podwójne koła o średnicy 100 mm z blokadą.

*zmiana kół wpływa na wartość zakresu regulacji wysokości stolika



E-01KO-E



E-01KO i E-01KO-E ze zdejmowalnym blatem



Opcja: stolik wyposażony w podwójne koła o średnicy 100 mm

Wymiary całkowite: 800 x 500 x 910-1310 mm

[L x S x H]

Wymiary blatu: 750 x 500 mm

[L x S]