

## SERIA STKO TYP ST

Stoliki zabiegowe serii STKO typ ST są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Stelaż z kształtownika kwadratowego giętego ze zintegrowanymi szynami instrumentalnymi do zamontowania wyposażenia dodatkowego, wyposażony w koła o średnicy 100 mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą. Blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się. Uchwyty do przetaczania stolika są umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach i wykonane są z profilu ze stali lakierowanej proszkowo o przekroju kwadratowym.

**Wyposażenie dodatkowe:** półka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokrywą, pojemnik na rękawiczki.

**Kolorystyka stolików:** na wybrany kolor wg palety RAL

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 570 x 550 x 900 mm [L x S x H]

Wymiary blatu: 450x500 mm [L x S]

Wysokość stolika z nadstawką: 1600 mm [H]

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego STKO-04: 1220 x 550 x 900 mm [L x S x H]

Wymiary blatu: 1100x500 mm [L x S]

Dostępne długości blatu: 450, 500, 550, 600, 1100 mm [L]

\*wymiar blatu wpływa na wymiary całkowite stolika



STKO-01/A (ST)

Przykładowe konfiguracje:



STKO-01/B (ST)



STKO-01/B (ST) z wyposażeniem



STKO-01/B (ST) z wyposażeniem



STKO-01/B (ST) z wyposażeniem



STKO-01/C (ST)



STKO-01/D (ST)



STKO-01/F (ST)



STKO-02/E (ST)



STKO-04 (ST)



STKO-04/A (ST)



STKO-04/B (ST)



STKO-04/D (ST)



STKO-04/E (ST)



STKO-04 (ST) z wyposażeniem