

SERIA SZ



SZ-01KO

Wymiary całkowite: 740 x 440 x 810 mm
[L x S x H]

Elementy **stolików serii SZ** wykonano z:
stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, prosty
uchyłna miska ze stali nierdzewnej

Opcjonalnie: stelaż z rurek stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor biały



SZ-02KO

Wymiary całkowite: 740 x 440 x 810 mm
[L x S x H]

SERIA SX



SX-01KO

Elementy **stolików serii SX** wykonano z:
stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub z tworzywa ABS

Opcjonalnie: stelaż stalowy lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

Wyposażenie dodatkowe: miski na odpadki, stelaż na worki na odpady

Wymiary całkowite: 740 x 400 x 950 mm
[L x S x H]

Wymiary blatu: 630 x 400 mm [L x S]

Oznaczenie wykonania:

KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9
ST stal lakierowana proszkowo



SX-02KO



SX-03ST