

SERIA RVIT



Elementy wózków **serii RVIT** wykonano z:

profile z aluminium malowanego proszkowo na wybrany kolor RAL

wypełnienie szafki (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z aluminium lub z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron bandami

podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- uchwyt na butlę z tlenem
- deska do przeprowadzenia RKO
- półka pod defibrylator
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- kosz na odpady z tworzywa sztucznego, kosz kolonowy
- pojemnik na rękawiczki: pojedynczy, podwójny lub potrójny
- stelaż na odpady z pokrywą i obręczą zaciskową mocującą worek
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia
- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

Wymiary szafki:

długość: **600, 700, 800 mm** [L]

szerokość: **500 mm** [S]

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm** [H]

wysokość wózka z nadstawką: **1700 mm** [H]

RVIT-51

indeks: RVIT-511-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-W

Przykładowe rozwiązania:



RVIT-1D1

indeks: RVIT-1D11-B(ABS)S(ST)F(ST)P(ABS)-W



RVIT-2W0

indeks: RVIT-2W01-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-W



RVIT-30

indeks: RVIT-301-B(ABS)S(ST)F(ST)P(ST)-W



RVIT-40

indeks: RVIT-401-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-W



RVIT-40

indeks: RVIT-401-B(ABS)S(ST)F(ST)P(ABS)-W



RVIT-50

indeks: RVIT-501-B(ABS)S(ST)F(ST)P(ABS)-W