

## SERIA ANS



ANS-05/ABS z wyposażeniem

Przykładowe rozwiązanie

### Modele szafek:



ANS-01



ANS-03



ANS-04



ANS-05



ANS-06

### Opcje wykonania:



#### Opcja ABS:

szafka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL, blat i osłona podstawy z tworzywa ABS



#### Opcja ST:

szafka w całości stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL



#### Opcja KO:

szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



#### Opcja dodatkowa:

szuflady pyłoszczelne wyposażone w uszczelkę

Elementy wózków serii ANS wykonano z:

**szafka** (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, szafka wyposażona w materiał wygłuszający, minimalizujący drgania

**blat** (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub z tworzywa ABS, blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami

**podstawa** (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, stalowa w osłonie z tworzywa ABS, lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

### Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- nadstawka na 4, 5, 6 uchylnych pojemników z tworzywa
- nadstawka zamykana na zamek centralny
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą
- stelaż na odpady z pokrywą i obręczą zaciskową mocującą worek
- pojemnik na rękawiczki: pojedynczy, podwójny lub potrójny
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia
- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym

### Wymiary szafki:

długość: **600 mm [L]**

długość szafki ANS-06: **700 mm [L]**

szerokość: **500 mm [S]**

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm [H]**

wysokość wózka z nadstawką: **1700 mm [H]**